

Guide de soumission d'échantillons pour la détection moléculaire de certains agents pathogènes zoonotiques

Type d'échantillon*	Type d'échantillon*							
	Whole Blood	Serum	CSF	Synovial Fluid	Wound Fluid/Pus	Urine	Tissue	Paraffin Block
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
Espèces de <i>Babesia</i>	✓	×	×	×	×	×	×	×
Espèces de <i>Bartonella</i>	✓	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓
<i>Ehrlichia chaffeensis</i>	✓	×	✓	×	×	×	×	×
Espèces de <i>Leptospira</i>	✓	×	✓	×	×	✓	✓	✓
Acariens causant une fièvre récurrente	✓	×	✓	×	×	×	✓	×
Volume minimal	0.500 mL					5 mL	1-5 mg	
Conditions d'expédition	Conserver les échantillons au réfrigérateur pendant une période maximale de cinq jours et les expédier sur blocs réfrigérants. Si le délai de conservation est supérieur à cinq jours, conserver à -20 °C et expédier sur glace sèche.							Conditions ambiantes

*D'autres types d'échantillons peuvent être testés; se renseigner auprès de la Section des études sur le terrain.

août 2025

✓ = Idéal

✓ = Acceptable

×