



LABORATOIRE NATIONAL DES SERVICES DE RÉFÉRENCE DU VIH

DIRECTIVES DE SOUMISSION D'ÉCHANTILLONS AU LNSRV

Liste de soumission

- ⌘ *Une requête de LNSRV est complétée*
- ⌘ *Fourni un courriel et/ou un numéro de télécopieur sécurisé pour les rapports finaux*
- ⌘ *Rencontre les exigences de spécimens pour le test sélectionné*
- ⌘ *Échantillon est emballé conformément au règlement TMD*
- ⌘ *Expéditeur et courrier sont TMD certifié*

1. **REQUÊTE D'ANALYSE** - La requête LNSRV doit être utilisée pour toutes les demandes d'échantillons.
Disponible sur : <https://www.cnphi-rcrsp.ca/gts/faces/public/laboratory.xhtml?labId=10080&lang=fr>

2. EXIGENCES DE SOUMISSION D'ÉCHANTILLONS

Test	Type d'échantillon	Volume	Entreposage/Expédition
2.1. PCR VIH-1/2 2.2. PCR/Sérologie HTLV-I/II 2.3. HTLV-I Quantitatif	anticoagulant EDTA seulement	5mL (2mL minimum à l'exception des bébés)	Température ambiante (reçu dans les 48 heures suivant le prélèvement)
2.4. Charge Virale VIH-1	Plasma	1mL minimum	-70°C
2.5. Charge Virale VIH-2	Plasma	1.5mL minimum	-70°C
2.6. Sérologie VIH-1/2 2.7. Seulement INNO-LIA HTLV-I/II	Plasma/Sérum	0.6mL minimum	Expédié selon votre température d'entreposage

Le Laboratoire national des services de référence pour le VIH est accrédité selon les normes ISO 15189 et ISO 17043 par le Conseil canadien des normes pour les domaines d'accréditation spécifiques publiés sur www.scc.ca

AUTRES ÉCHANTILLONS - DBS, LCR, TISSU, ETC.

- Veuillez contacter le LNSRV afin de vous assurer de la conformité des échantillons.
- Remarque: Les spécimens classés dans la catégorie «autre» ne sont pas soumis à l'accréditation par le Conseil canadien des normes pour les domaines d'accréditation spécifiques publiés sur www.scc.ca

3. EXPÉDITION (<http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm>)

- Adresse : **Attn: Dr. John Kim**
National Microbiology Laboratory
1015 rue Arlington, local J1139
Winnipeg, MB, R3E 3R2
- Expédié par un courrier qui est certifié par le transport des marchandises dangereuses (TMD) directement au LNSRV
- Avertissez le LNSRV des expéditions avec le numéro de suivi par télécopieur, téléphone ou par courriel (ci-dessous)

4. RAPPORT FINAL

- 4.1. Les rapports finals seront seulement distribués par courriel et/ou télécopieur. Assurez-vous que le courriel et le télécopieur est courant et sécurisé.

Contact: courriel du laboratoire: phac.nlhrs-lnsrv.aspc@canada.ca
télécopieur du laboratoire: (204) 318-2221
Stéphanie Lavoie: (204) 789-6523
Philip Lacap: (204) 789-6522